

BRUGSANVISNING

Somna Kædevest[™]

Kædevesten er syet i kanaler, hvori der ligger kæder, som stimulerer både følesans samt muskel- og ledsans. Vestens tyngde og stimuli fra kæderne påvirker brugerens taktile og proprioceptive sans og har derved en beroligende og kropsafgrænsende effekt.

Kædevesten er fremstillet i slidstærkt stof i en praktisk, mørkegrå farve.

Du vælger selv, hvor stramt du spænder den for at få den ønskede effekt.

TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER

- Psykiske lidelser, fx. Uro og Angst.
- Neuropsykiatriske diagnoser (ADHD, ADD, Autisme, Aspergers- & Tourettes syndrom)
- Demenstilstande
- Hjerneskade
- Søvnproblemer
- Spasticitet
- Neurologiske lidelser
- Spiseforstyrrelser
- Generel dårlig trivsel
- Motorisk uro
- Koncentrationsproblemer

	Størrelse	Cirkavægt	Tyngdekrave	Totalvægt
<input type="radio"/>	110/122 4–7 years	1 kg	Small 1.35 kg	2.35 kg
<input type="radio"/>	128/140 7–10 years	1.5 kg	Small 1.35 kg	2.85 kg
<input type="radio"/>	146/158 10–13 years	2 kg	Small 1.35 kg	3.35 kg
<input type="radio"/>	Small	2.5 kg	Large 2.3 kg	4.8 kg
<input type="radio"/>	Medium	3 kg	Large 2.3 kg	5.3 kg
<input type="radio"/>	Large	3.5 kg	Large 2.3 kg	5.8 kg
<input type="radio"/>	X-Large	4 kg	Large 2.3 kg	6.3 kg

Sådan tager du vesten på

For at opnå den ønskede effekt skal vesten sidde stramt om kroppen. Kædevesten kan anvendes både under eller over andet tøj.



1 Tag vesten på.



2 Luk spænderne.



4 Træk i bælteerne, til du når det ønskede tryk.



5 Anvend tyngdekraven, hvis der ønskes yderligere vægtbelastning.

Tyngdekrave



Tyngdekraven har tre fæstepunkter med trykknapper.
To foran og en bagpå.



Tyngdekraven kan også
bruges uden vesten.

VASKEANVISNING



Kædevesten med tilhørende tyngdekrave skal altid vaskes i vaskepose.



Tåler ikke kemisk rens.



Kædevesten vaskes ved maks. 60 °C – på skåneprogram. Vaskes sammen med lignende farver.



Tåler ikke tørretumbling.



Tyngdekraven tåler ikke opvarmning.

PRODUKTINFORMATION



Kædevesten er fremstillet i flammehæmmende materiale og opfylder kravene i standard SS-EN ISO 12952-1:2010.



Kædevesten er CE-mærket.



Kædevesten er et svensk produkt.

ADVARSEL

Kombinationen af en tung/stram vest og en svag lungekapacitet hos brugeren kan medføre, at respirationen bliver forringet.

Overvåg derfor anvendelsen af vesten hos brugere, hvor denne risiko kan være aktuel.

Vær opmærksom på risikoen for at falde, hvis vesten ligger på gulvet.

Vesten indeholder kæder af stål. Hvis brugeren har indopererede effekter, som eventuelt kan blive påvirket af metalindholdet, bør anvendelse af Kædevesten drøftes med den ansvarlige læge.

Vær opmærksom på risikoen for at hænge fast med vesten under leg.

Ved tvivl eller spørgsmål, kontakt den danske forhandler af kædeprodukter:



Zibo Athene A/S, Præstemarksvej 67, 8700 Horsens
post@ziboathene.dk



20160502