

Athene Auto Dynamic 5100 - U. Batteri

Opstilling af madras systemet.

Madrassen lægges ovenpå sengens liggeflade. **Fodtegningen** på madrassens betræk skal være anbragt i sengens **fodende**. Luftslangerne skal være ført ud i sengens fodende. Alle fastgørelsesstropper på madrassens underside fastgøres på liggefladens **bevægelige** dele. Fastlåsning af stropperne sker ved at samle klik-on låsen. Stroppen strammes ved træk i tæppe. **Pumpens 2** bøjler hænges over gavl. **Luftslangerne** tilsluttes pumpen. El-ledning sættes i 230 Volt stikkontakt. **CPR** funktion er placeret på luftslangen tjek at den er indstillet på ”NORMAL”. **Tænd** for on/off kontakten på siden af pumpen og madrassen fyldes med luft.

Tryk på pumpens front **funktionsknap** ”hvid knap” for indstilling af ønsket funktion.

- 1) Display viser: **_o_ / o_o** : Vekseltryk 30 – ca. 130 kg
- 2) Display viser: **000 / 000** : Autofirm, plejefunktion
- 3) Display viser: **0_0 / _0_** : Vekseltryk 130 - 220 kg
- 4) Display viser: **ooo / ooo** : Statisk funktion (komfort)

CPR funktionen/lyntømning – **RØDT** håndtag - aktiveres ved drejning af det store røde håndtag. Placeret på luftslangen tæt ved pumpen.

Barnesikring/funktionslås: tre dioder i hvert af display vinduerne når aktiv. Deaktiver ved tryk på funktionsknap i 8 sekunder. Dioder slukker og et ”BIB” lyder, systemet er ulåst.

Athene Auto Dynamic 5100 - U. Batteri

Problem	Løsning
Pumpen starter ikke	Aktivering via Tænd/Sluk kontakt på pumpens venstre side? Er el-ledning sat i 230 V stik kontakt og er denne tændt? Evt. problem med kontakt samling, der også kan kontrolleres. Stadig problem: Kontakt til depot eller Athene Healthcare anbefales.
Lampe for "for lavt tryk" lyser og alarm tone aktiveret. (denne slukkes ved at anvende Tænd/Sluk kontakt på venstre side af pumpen)	Er luftslangerne korrekt tilsluttet pumpen? Er luftslangerne forbundet til madrassen? Er CPR/lyntømning håndtag på "NORMAL" Er pumpen tændt og fungerende? Hvis fortsat problem venligst sluk pumpen på Tænd/Sluk kontakten og aktiver den igen efter 10 sekunder. Ellers kontakt leverandør
Madrassen er ikke korrekt fyldt	Er der eventuelle knæk på luftslangerne? Fungerer pumpen almindeligt? Evt. Sluk for pumpen og Tænd igen efter 10 sekunder
Brugeren ligger igennem	Se venligst "lavt tryk" afsnit.
Luftryk i cellerne ændrer sig ikke	Luftslanger kan have et knæk. Statisk funktion er aktiveret. Sluk for pumpen og Tænd igen efter 10 sekunder.

Support telefon: 76 900 407