



Zibo Athene

...gør en forskel



Tekniske data

80x200x20 cm
Varenr.: CI1300

85x200x20 cm
HMI nr.: 48165
Varenr.: CI1000

90x200x20 cm
HMI nr.: 70659
Varenr.: CI11000

CuroCell CIRRUS

Dynamisk trykaflastende helmadras til høj risiko

CuroCell CIRRUS er en innovativ og dynamisk helmadras fremstillet af koldskum i høj kvalitet. Der er indlagt 8 enkelte luftceller i madrassen, som hver er 15 cm høje. Madrassen er særligt velegnet til patienter med smerter og anvendes forebyggende og behandlende ved sårkategori 1, 2, 3 og 4.

Optimal trykaflastning og komfort

Madrassens øverste lag er ekstra blødt og fjerner brugerens følelse af at ligge på en dynamisk madras. Den giver optimal trykaflastning og god komfort også i siddende stilling. Trykket i madrassen indstilles efter brugerens vægt. Pumpen kan køre i en cyklus med et tidsinterval på 10 til 25 minutter – som skiftevis øger og letter trykket.

Åndbart og strækbart betræk

PU-betrækket er strækbart i alle retninger og semi-permeabelt, så huden kan ånde. Det fastgøres med lynlås på alle 4 sider.

Pumpe med flere funktioner

Pumpen kan både indstilles til statisk funktion og sidde-funktion. Hvis trykket er for lavt, går en alarm automatisk i gang. Autofirm-funktionen gør madrassen fast ved pleje og slår automatisk fra efter 20 minutter.

CuroCell CIRRUS

Egenskaber

Pumpe

- Terapi – dynamisk/statisk.
- Indvendig sensorteknologi.
- Lydsvag.
- 10 komfortniveauer.
- Valgfri cyklostid: 10, 15, 20 eller 25 min.
- Autofirm-funktion.
- Audio og visuel alarm ved for lavt tryk og strømudfald.
- Mulighed for at slå den lydhøre alarm til/fra.
- Serviceindikator.
- Panellås.

Elektricitet AC230V, 50/60 Hz, 0,07A

Cyklostid 10/15/20/25 min.

Dimensioner H: 29 cm/B: 20 cm/D: 11 cm

Pumpe vægt 2,2 kg

Rengøring Pumpen desinficeres med gængse rengørings- og desinfektionsmidler på en opvredet klud.

Madras

- 20 cm høj dynamisk madras.
- S sammensat af koldskummadras med 8 indlagte celler.
- Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og reparationer.
- Åndbart og brandhæmmende inkontinens PU-betræk, 2-vejs strækbart i alle retninger.

Brugervægt 0-160 kg

Madrasvægt 17,5 kg

Sammensætning Skummadras med 8 indbyggede dynamiske celler

Materiale Betræk: PU, gråt
Celler: PU, transparent
Bundstykke: PU, gråt

Rengøring Madrassen rengøres med sæbevand og desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.