



Zibo Athene

...gør en forskel



Tekniske data

Topmadras

85x200x12,7 cm

HMI nr.: 105408

Varenr.: MDYT1044

Kombinationsmadras

HMI nr.: 105409

Varenr.: MDYT1044

Sikkerhedsmadrasmadras 6 cm

HMI nr.: 44447

Varenr.: MSKPR4005

Domus 4

Dynamisk trykaflastende top- eller helmadras

Domus 4 kombinationsmadras er en fleksibel madras, der kan bruges både som topmadras og helmadras.

Egenskaber

Den trykaflastende kombinationsmadras består af 17 enkelte luftceller, der hver er 12 cm høje.

Brugertilpasset tryk

Trykket i madrassen indstiller man efter brugerens vægt og pumpen kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min., som skiftevis øger og letter trykket. Pumpen kan også indstille trykket til at være statisk og der er desuden mulighed for at indstille siddefunktion.

Autofirmfunktion

Autofirmfunktionen gør madrassen helt fast ved f.eks. pleje og forflytninger. Autofirm og statisk slår automatisk fra efter 20 min. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service går en alarm i gang.

Åndbart og strækbart betræk

Betrækket er strækbart, det fastgøres med lynlås på alle 4 sider af madrassen og er semipermeabelt, så huden kan ånde.

Domus 4 som helmadras

Som helmadras er der integreret en sikkerhedsmadras i den lukkede lomme under luftcellerne. Lommen har lynlås på 3 sider.

Domus 4 som topmadras

Som topmadras skal Domus 4 placeres oven på den eksisterende madras og fastspændes til sengens bevægelige dele.

Domus 4

Egenskaber

Pumpe

- Terapi: Dynamisk/Statisk-Maxfirm Seat inflate
- Lydsvag
- 6 komfortniveauer
- Audio og visuel alarm ved for lavt tryk og strømudfald

Elektricitet AC230V, 50/60 Hz, 0,07A

Cyklustid 10 min.

Dimensioner H: 29 cm/B: 20 cm/D: 11 cm

Pumpe vægt 2,3 kg

Rengøring Desinficeres med gængse rengørings- og desinfektions midler på en opvredet klud.

Topmadras

- 17 stk. 12,7 cm høje celler.
- Individuelle celler som kan udskiftes.
- Åndbart, inkontinens og brandhæmmende PU-betræk der er strækbart i alle retninger.
- Integreret ledningsophæng.

Helmadras

- Samme som topmadras.
- Integreret skummadras.
- Dækker til og med sårkategori 4 og forebyggelse af meget høj risiko.

Sårkategori og risikovurdering Behandling til og med stadie 3 samt forebyggelse til høj risiko.

Brugervægt Ca. 30 - 180 kg

Madrasvægt 5,6 kg

Sammensætning 17 celler

Materiale Betræk: Nylon/PU, mørkerød
Celler: Nylon/PU, mørkerød
Bundstykke: PU/Nylon, mørkegråt

Rengøring Betræk:
Vaskbart ved max 90 grader.