



# Zibo Athene

...gør en forskel

## Tekniske data

### Baby

1,5 Kg | 100x70 cm

HMI nr.: 62432

Varenr.: KD 600554

### Junior

3,4 Kg | 125x105 cm

HMI nr.: 55706

Varenr.: KD 600540

5 Kg | 125x105 cm

HMI nr.: 69444

Varenr.: KD 600541

### Voksen

4 Kg | 200x140 cm

HMI nr.: 55701

Varenr.: KD 600510

6 Kg | 200x140 cm

HMI nr.: 79275

Varenr.: KD 600537

8 Kg | 200x140 cm

HMI nr.: 55703

Varenr.: KD 600530

10 Kg | 200x140 cm

HMI nr.: 55704

Varenr.: KD 600535

12 Kg | 200x140 cm

HMI nr.: 73036

Varenr.: KD 600536

14 Kg | 200x140 cm

HMI nr.: 100896

Varenr.: KD600561

Kædedyne® er CE-mærket. Patenteret. Kædedyne® produceres i Sverige af Somna og Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.



## Kædedyne®

### Beroligende og kropsafgrænsende sansestimuli

Kædedynen er en sansestimulerende tyngdedyne, syet i lange kanaler, hvori der ligger kæder. Kæderne stimulerer til ro, tryghed og kropsafgrænsning. Dermed opnås hurtigere indsovning og færre opvågninger. Kæderne er fastgjorte i kanalernes ender, hvilket gør dynen lydløs ved brug. Kædedynen er åndbar og håndtérbar og findes i adskillige varianter. Kæderne er coated stål og tekstilmaterialet er Trevira; brand- og flammehæmmende. Kædedynens smalle kanaler gør, at dynen falder tæt omkring kroppen.

#### Vendbar for forskellige grader af stimuli

Da den ene side er mere polstret end den anden, giver det brugeren mulighed for to forskellige grader af taktile og proprioceptive stimuli i én og samme dyne.

#### Kædedyne® Sensitive – ekstra polstret

Ønsker man en blødere kædedyne, med større forskel på de to sider end i denne variant, anbefales kædedyne® Sensitive. Den har dobbelt så meget polstring på kædedynens polstrede side, sammenlignet med den almindelige Kædedyne®.

Kategori	Vægt
Baby	1,5 kg
Junior	3,4 kg   5 kg
Voksen	4 kg   6 kg   8 kg   10 kg   12 kg   14 kg

#### Anvendelsesmuligheder

- Søvnproblemer – f.eks. forårsaget af stress
- Psykiske lidelser – f.eks. depression, angst, skizofreni, spiseforstyrrelser
- Neurologiske lidelser – f.eks. demenssygdomme
- Udviklingsforstyrrelser – f.eks. autisme, Aspergers syndrom
- Opmærksomhedsforstyrrelser – f.eks. ADHD, ADD

#### Vaskeanvisning

Kædedynen kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60 grader på skåneprogram, ilagt den medfølgende vaskepose. De tungeste varianter er delbare. Der kan købes hygiejnebetræk, som kan vaskes ved 90 grader.

#### Leveres med både vaskepose og transporttaske.

Ved anvendelse til suicidale og retsanbragte patienter, bør ekstra sikret variant af kædedyne anvendes. Kontakt vores Sense-afdeling for nærmere information herom.

#### Tilbehør

##### Hygiejnebetræk junior

HMI nr.: 81534

Varenr.: KD 600420

##### Hygiejnebetræk voksen

m/ lynlås på 3 sider

HMI nr.: 81535

Varenr.: KD 600410