



Zibo Athene

...gør en forskel



### Tekniske data

Bredde x Dybde

**36x36**

HMI nr.: 64497

Varenr.: SOT1414

**51x51**

HMI nr.: 64505

Varenr.: SOT2020

**41x41**

HMI nr.: 64498

Varenr.: SOT1616

**46x46**

HMI nr.: 64504

Varenr.: SOT1818

## Stimulite® On Top betræk

### Øget siddekomfort

Stimulite® On Top Betræk forbedrer trykfordelingen og giver øget siddekomfort.

#### Materiale

Betrækket har indbygget en Stimulite® måtte og dermed opnås et unikt ventilationssystem. Tusindvis af huller i bikuberne tillader luften at cirkulere og bortleder fugt, så huden holdes sval og tør.

#### Anvendelse

On Top betrækket sættes på puden i kørestolen eller på arbejdsstolen. Puden opleves øjeblikkeligt luftig og åndbar, og toppen hjælper med at kontrollere varme og fugt. Betrækket er meget enkelt at sætte på og det kan passe alle puder.

#### Vaskeanvisning

Stimulite® On Top betrækket kan maskinvaskes ved max 40 grader.