



Zibo Athene

...gør en forskel

### Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskær

**35x41x3,8x7x6 cm**

HMI nr.: 38787

Varenr.: SM1416

**46x51x3,8x7x6 cm**

HMI nr.: 31351

Varenr.: SM1820

**41x41x3,8x7x6 cm**

HMI nr.: 31347

Varenr.: SM1616

**51x46x3,8x7x6 cm**

HMI nr.: 53285

Varenr.: SM2018

**41x46x3,8x7x6 cm**

HMI nr.: 31348

Varenr.: SM1618

**51x51x3,8x7x6 cm**

HMI nr.: 31352

Varenr.: SM2020

**41x56x3,8x7x6 cm**

HMI nr.: 101033

Varenr.: SM1620

**46x41x3,8x7x6 cm**

HMI nr.: 31349

Varenr.: SM1816

**46x46x3,8x7x6 cm**

HMI nr.: 31350

Varenr.: SM1818



## Stimulite® Slimline pude

### Anatomisk konturformet siddepude

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1 og 2 og anbefales især til brugere, der har behov for hjælp til balancen og stabilitet i siddestillingen.

#### Materiale

Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse.

#### Perfekt siddestilling

Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

#### Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 60 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

**Brugervægt** Max 100 kg

**Vægt** 1,5 kg

**Garanti** 2 år