



# Zibo Athene

...gør en forskel



## Tekniske data

### 80x200x14 cm

HMI nr.: 43969

Varenr.: MSKZO4010

### 85x200x14 cm

HMI nr.: 52710

Varenr.: MSKZO4012

### 90x200x14 cm

HMI nr.: 47343

Varenr.: MSKZO4009



## 5-Zone madras

### Trykaflastende skummadras

5-Zone skummadras har et helt unikt design, med gode trykaflastende egenskaber. Madrassen anvendes forebyggende og behandlende ved kategori 1 og 2 og kan på bestilling laves i specialmål.

#### Opbygning

Den er fremstillet af to lag højelastisk koldskum. Det nederste lag har en vægtfylde på 50 kg/m<sup>3</sup> og har indbygget siddefunktion. Det øverste lag er skåret i forskellige kubestørrelser, opdelt i 5 zoner. Zonerne sikrer en optimal trykfordeling, med henblik på kroppens forskellige dele. Laget har en vægtfylde på 65 kg./m<sup>3</sup>.

#### Funktion

De to lag glider let i forhold til hinanden, når hovedgærdet leveres. På den måde forebygger madrassen at kroppen glider og får sår som følge af friktion. Samtidig aflaster den kroppen.

#### Inkontinensbetræk

Inkontinensbetrækket er strækbart og åndbart, har lynlås på 3 sider, svejsede sømme og håndtag på siden, så madrassen er nem at transportere.

#### Vaskeanvisning

Madrassetrækket kan rengøres med sæbevand og desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er desuden vaskbart ved max 95 grader.

<b>Brugervægt</b>	0-150 kg
<b>Madrassetvægt</b>	12 kg
<b>Kerne</b>	Koldskum 65+50 kg/m <sup>3</sup>