



# Zibo Athene

...gør en forskel

## Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

<b>36x41x7x7 cm</b> HMI nr.: 51305 Varenr.: CLSX1416	<b>46x51x7x7 cm</b> HMI nr.: 43547 Varenr.: CLSX1820
<b>41x41x7x7 cm</b> HMI nr.: 39912 Varenr.: CLSX1616	<b>51x41x7x7 cm</b> HMI nr.: 51339 Varenr.: CLSX2016
<b>41x46x7x7 cm</b> HMI nr.: 40627 Varenr.: CLSX1618	<b>51x46x7x7 cm</b> HMI nr.: 51252 Varenr.: CLSX2018
<b>41x51x7x7 cm</b> HMI nr.: 64703 Varenr.: CLSX1620	<b>51x51x7x7 cm</b> HMI nr.: 51253 Varenr.: CLSX2020
<b>46x41x7x7 cm</b> HMI nr.: 49286 Varenr.: CLSX1816	<b>56x46x7x7 cm</b> HMI nr.: 100962 Varenr.: CLSX2218
<b>46x46x7x7 cm</b> HMI nr.: 39913 Varenr.: CLSX1818	<b>56x48x7x7 cm</b> HMI nr.: 100963 Varenr.: CLSX2220



## Stimulite® Classic Sensitive pude

Flad siddepude med støttende sider og ekstra blødt top lag

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til brugere med ekstra følsom hud, som har nedsat balance, men som selv kan forflytte sig.

### Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse. Det øverste lag er fremstillet af en ekstra blød bikubestruktur, som er rettet mod brugere med følsom hud.

### Perfekt siddestilling

Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

### Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

<b>Brugervægt</b>	Max 125 kg
<b>Vægt</b>	1,6 kg