



**Zibo Athene**  
...gør en forskel

### Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskær

<b>36x41x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 51341 Varenr.: CD1416	<b>46x51x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 31339 Varenr.: CD1820
<b>41x41x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 31335 Varenr.: CD1616	<b>51x46x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 38540 Varenr.: CD2018
<b>41x46x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 31336 Varenr.: CD1618	<b>51x51x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 31340 Varenr.: CD2020
<b>41x51x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 41955 Varenr.: CD1620	<b>56x46x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 64506 Varenr.: CD2218
<b>46x41x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 31337 Varenr.: CD1816	<b>56x51x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 50472 Varenr.: CD2220
<b>46x46x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 31338 Varenr.: CD1818	<b>56x56x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 100970 Varenr.: CD2222



## Stimulite® Contour pude

### Anatomisk konturformet siddepude

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales især til patienter med rygmarvsskader eller halvsidigt lammede.

#### Materiale

Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse.

#### Anatomisk korrekt

Puden er udformet anatomisk korrekt og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

#### Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

<b>Brugervægt</b>	Max 125 kg
<b>Vægt</b>	1,9 kg