



**Zibo Athene**  
...gør en forskel

### Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskaar

<b>36x36x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 87921 Varenr.: CDSX1414	<b>46x46x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 39915 Varenr.: CDSX1818
<b>36x41x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 51306 Varenr.: CDSX1416	<b>46x51x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 41937 Varenr.: CDSX1820
<b>36x46x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 51342 Varenr.: CDSX1418	<b>51x41x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 100992 Varenr.: CDSX2016
<b>41x41x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 39914 Varenr.: CDSX1616	<b>51x46x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 41938 Varenr.: CDSX2018
<b>41x46x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 40628 Varenr.: CDSX1618	<b>51x51x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 49935 Varenr.: CDSX2020
<b>41x51x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 48969 Varenr.: CDSX1620	<b>56x46x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 51307 Varenr.: CDSX2218
<b>46x41x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 49895 Varenr.: CDSX1816	<b>56x51x5x9x7,6 cm</b> HMI nr.: 51308 Varenr.: CDSX2220



## Stimulite® Contour Sensitive pude

Anatomisk konturformet siddepude med ekstra blødt toplag

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales især til patienter med rygmarvsskader eller halvsidigt lammede.

### Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse.

Det øverste lag er fremstillet af en ekstra blød bikubestruktur, som er rettet mod brugere med følsom hud.

### Anatomisk korrekt

Puden er udformet anatomisk korrekt og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

### Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

<b>Brugervægt</b>	Max 125 kg
<b>Vægt</b>	1,6 kg