



Zibo Athene

...gør en forskel



Tekniske data

Bredde x Dybde

36x36

HMI nr.: 64497

Varenr.: SOT1414

51x51

HMI nr.: 64505

Varenr.: SOT2020

41x41

HMI nr.: 64498

Varenr.: SOT1616

46x46

HMI nr.: 64504

Varenr.: SOT1818

Stimulite® On Top betræk

Øget siddekomfort

Stimulite® On Top Betræk forbedrer trykfordelingen og giver øget siddekomfort.

Materiale

Betrækket har indbygget en Stimulite® måtte og dermed opnås et unikt ventilationssystem. Tusindvis af huller i bikerne tillader luften at cirkulere og bortleder fugt, så huden holdes sval og tør.

Anvendelse

On Top betrækket sættes på puden i kørestolen eller på arbejdsstolen. Puden opleves øjeblikkeligt luftig og åndbar, og toppen hjælper med at kontrollere varme og fugt. Betrækket er meget enkelt at sætte på og det kan passe alle puder.

Vaskeanvisning

Stimulite® On Top betrækket kan maskinvaskes ved max 40 grader.