



**Zibo Athene**

...gør en forskel



### Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

**26x26x6x5 cm**

HMI nr.: 35763

Varenr.: PDCD1010

**36x36x6x6 cm**

HMI nr.: 35765

Varenr.: PDCD1414

**31x31x6x5 cm**

HMI nr.: 35764

Varenr.: PDCD1212



## Stimulite® Contour Mini pude

### Anatomisk konturformet siddepude til børn

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til børn og lette voksne under 45 kg.

#### Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed. Puden er med til at give barnet tryghed i siddestillingen.

#### Anatomisk korrekt

Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

#### Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

**Brugervægt**

Max 50 kg

**Vægt**

1,6 kg