



Zibo Athene

...gør en forskel

Tekniske data

Junior

3,4 Kg | 100x140 cm **10 Kg | 200x140 cm**
HMI nr.: 55706 HMI nr.: 55704
Varenr.: KD 600540 Varenr.: KD 600535

5 Kg | 100x140 cm **12 Kg | 200x140 cm**
HMI nr.: 69444 HMI nr.: 73036
Varenr.: KD 600541 Varenr.: KD 600536

Voksen

4 Kg | 200x140 cm **14 Kg | 200x140 cm**
HMI nr.: 55701 HMI nr.: 100896
Varenr.: KD 600510 Varenr.: KD600561

6 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 79275
Varenr.: KD 600537

8 Kg | 200x140 cm
HMI nr.: 55703
Varenr.: KD 600530

Kædedyne® er CE-mærket. Patenteret. Kædedyne® produceres i Sverige af Somna og Zibo Athene A/S er eneforhandler i Danmark.



Kædedyne®

Beroligende og kropsafgrænsende sansestimuli

Kædedynen er en sansestimulerende tyngdedyne, syet i lange kanaler, hvori der ligger kæder. Kæderne stimulerer til ro, tryghed og kropsafgrænsning. Dermed opnås hurtigere indsovning og færre opvågninger. Kæderne er fastgjorte i kanalernes ender, hvilket gør dynen lydløs ved brug. Kædedynen er åndbar og håndtérbar og findes i adskillige varianter. Kæderne er coated stål og tekstilmaterialet er Trevira; brand- og flammehæmmende. Kædedynens smalle kanaler gør, at dynen falder tæt omkring kroppen.

Vendbar for forskellige grader af stimuli

Da den ene side er mere polstret end den anden, giver det brugeren mulighed for to forskellige grader af taktile og proprioceptive stimuli i én og samme dyne.

Kædedyne® Sensitive – ekstra polstret

Ønsker man en blødere kædedyne, med større forskel på de to sider end i denne variant, anbefales kædedyne® Sensitive. Den har dobbelt så meget polstring på kædedynens polstrede side, sammenlignet med den almindelige Kædedyne®.

Anvendelsesmuligheder

- Søvnproblemer – f.eks. forårsaget af stress
- Psykiske lidelser – f.eks. depression, angst, skizofreni, spiseforstyrrelser

- Neurologiske lidelser – f.eks. demenssygdomme
- Udviklingsforstyrrelser – f.eks. autisme, Aspergers syndrom
- Opmærksomhedsforstyrrelser – f.eks. ADHD, ADD

Vaskeanvisning

Kædedynen kan vaskes i almindelig vaskemaskine ved 60 grader på skåneprogram, ilagt den medfølgende vaskepose. De tungeste varianter er delbare. Der kan købes hygiejnebetræk, som kan vaskes ved 90 grader.

Leveres med både vaskepose og transporttaske.

Ved anvendelse til suicidale og retsanbragte patienter, kan ekstra sikret variant af kædedyne anvendes. Kontakt vores Sense-afdeling for nærmere information herom.

Tilbehør

**Hygiejnebetræk junior
m/ lynlås på 3 sider**

HMI nr.: 81534
Varenr.: KD 600420

Hygiejnebetræk voksen

HMI nr.: 81535
Varenr.: KD 600410